

# ਐਮਰਜੰਸੀ ਮੈਕੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ

(ਨੈਕਸਟੇਜ)  
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ  
ਗ੍ਰਾਫਟ ਜਾਂ ਫਿਸਟੂਲਾ

1

ਬਲੱਡ ਪੰਪ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ  
ਬਲੱਡ ਪੰਪ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿੱਕਾ ਖਾਨਾ  
ਠੋਸ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

2

ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਕਿੱਟ ਵਿਚਲੇ  
ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ...

3

ਸੂਈਆਂ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ  
ਕਲੈੱਪ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ  
ਉੱਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਲੈੱਪ ਲਗਾ ਦਿਓ।

4

ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਰੋੜਾ  
ਦੇ ਕੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਖੋਲ੍ਹੋ

5

ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਕਿੱਟ ਲੈ ਕੇ  
ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ।

