

# ਐਮਰਜੰਸੀ ਮੈਕੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ

**1**




ਬਲੱਡ ਪੰਪ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ  
ਬਲੱਡ ਪੰਪ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਟਨ  
ਟਿਮਟਿਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

**2**




ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਕਿੱਟ ਵਿਚਲੇ  
ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ...

**3**



ਕੈਥੇਟਰ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ  
ਕਲੈੱਪ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ  
ਉੱਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਲੈੱਪ ਲਗਾ ਦਿਓ।

**4**



ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਰੋੜਾ  
ਦੇ ਕੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਖੋਲ੍ਹੋ

**5**



ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਕਿੱਟ ਲੈ ਕੇ  
ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ।

