


ਐਮਰਜੰਸੀ ਮੌਕੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ

(ਨੈਕਸਟੇਜ)
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ
ਕੈਥੇਟਰ

1




ਬਲੱਡ ਪੰਪ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ
ਬਲੱਡ ਪੰਪ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿੱਕਾ ਖਾਨਾ
ਠੇਸ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

2




ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਕਿੱਟ ਵਿਚਲੇ
ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ...

3



ਕੈਥੇਟਰ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ
ਕਲੈੱਪ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ
ਉੱਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਲੈੱਪ ਲਗਾ ਦਿਓ।

4



ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਰੋੜਾ
ਦੇ ਕੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਖੋਲ੍ਹੋ

5



ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਕਿੱਟ ਲੈ ਕੇ
ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ **BCRenal** 
Provincial Health Services Authority

 **fraserhealth**
Better health. Best in health care.

 Interior Health

 **northern health**
the northern way of caring

 **Providence Health Care**

 **Vancouver Coastal Health**
Promoting wellness. Ensuring care.

 **island health**

 Provincial Health Services Authority

 **BRITISH COLUMBIA**